

インスリンポンプ・持続グルコース測定器

ご使用中の受診者様へ

機器を装着したまま、

X線検査を

ご受診いただくことは
できません。

(胸部X線・胃部X線・CT・マンモグラフィなど)



主治医にご確認ください

- 機器を外していただければX線検査をご受診いただけます。ただし、**健診受診のために機器の脱着を行ってよいか、事前に主治医にご確認ください。**
- 機器の取り外しを行う受診者様は、**交換用をご持参ください。**
- 事業団スタッフによる機器の脱着は**行っておりません。**
- 健診の受診時期につきましては、**機器の交換時期と合わせてご受診いただくこと**をお勧めします。

放射線等の影響を受け、何らかの誤作動や故障の原因となることが報告されているため、公益社団法人日本糖尿病協会・機器販売メーカーの指導に基づき、上記の対応を取らせていただきます。

【対象機器掲載元：公益社団法人日本糖尿病協会】

インスリンポンプ・持続グルコース測定器は 磁気の影響を受ける可能性があります。 検査前に必ず取り外しをお願いいたします。

インスリンポンプ

ミニメド620G/640G
インスリンポンプ
日本メドトロニック(株)



パラダイムインスリンポンプ
712/722
日本メドトロニック(株)



メディセーフウィズ
テルモ(株)



TOP-8200
(株)トップ




持続グルコース測定器 (CGM/FGM)

ミニメド620G/640Gトランスミッタ
ガーディアンコネク
iPro2
日本メドトロニック(株)



Dexcom G4 PLUTINUMシステム
テルモ(株)



FreeStyleリブレセンサー
FreeStyleリブレProセンサー
アボットジャパン(同)



取り外しが必要なもの

| 療法 | 製品名 | 装着・携帯しているもの | X線 | CT | MRI |
|---|---|---------------|------|------|------|
| インスリンポンプ | ミニメド620G/640Gインスリンポンプ パラダイムインスリンポンプ712/722 | 注入セット | 必要なし | 必要なし | 必要なし |
| | | ポンプ本体 | 必要 | 必要 | 必要 |
| | メディセーフウィズ | 注入セット(パッチ) | 必要 | 必要 | 必要 |
| | | ポンプ | 必要 | 必要 | 必要 |
| CGM/FGM | ミニメド620G/640Gトランスミッタ ガーディアンコネク iPro2 | 注入セット | 必要なし | 必要なし | 必要 |
| | | ポンプ本体 | 必要 | 必要 | 必要 |
| | Dexcom G4 PLUTINUMシステム | トランスミッタ・レコーダー | 必要 | 必要 | 必要 |
| | | センサー | 必要 | 必要 | 必要 |
| FreeStyleリブレセンサー FreeStyleリブレProセンサー | トランスミッタ | 必要 | 必要 | 必要 | |
| | センサー | 必要 | 必要 | 必要 | |

各製品の使用方法については各社コールセンターまでお問い合わせください。

日本メドトロニック株式会社 日本メドトロニック24時間サポートライン TEL: 0120-56-32-56 受付時間24時間365日

テルモ株式会社 TEL: 0120-76-8150 CGM・血糖測定システム等 24時間365日受付
TEL: 0120-84-1214 インスリンポンプ専用 24時間365日受付

株式会社トップ TEL: 03-3882-7741 月曜～金曜8:30～17:30(祝日・会社休日を除く)
※お問い合わせは医療従事者の方に限らせていただきます。

アボットジャパン合同会社 お客様相談窓口: 0120-37-8055 受付時間: [月曜～金曜] 8:00-20:00, [祝日] 8:00-17:00
お客様相談窓口メールアドレス(常時受付): adc-cs.jp@abbott.com